


- お買い上げありがとうございました。
- 商品を取り出す前に必ずお読み下さい。
- お読みになったあと、必ず保管しておいてください。

保存用

組立・取扱説明書

パーツリスト



⚠ 波型面を下に白色のウレタン面を上にご使用下さい。

お手入れ方法

・カバーが汚れたら取り外して洗濯することができます。

洗濯表示




・本体は風通しのよい場所で陰干ししてください。



中材は洗濯できません。

カバー脱着方法

〈カバーのはずし方〉





①ファスナーを最後まで開けてから中身のウレタンを取り出して下さい。



カバーの脱着の際には、カバーやウレタンに爪を立てて強く引っばらないでください。

〈カバーの付け方〉



①まずカバーのファスナーを開けて中身のウレタンを四隅を合わせて入れて下さい。

②中身のウレタンが入りましたらファスナーを最後まで締めてください。



必ずベッドパッドを使用しシーツを掛けて下さい。

⚠ お願い

- ・製品を移動させたり、カバーを取り外する時には爪をたてたり、中材を強く引っばらないでください。怪我や商品が破損する恐れがあります。
- ・カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)などのトラブルを予防するために定期的に風通しのよい場所で陰干ししてください。
- ・製品を取り出した時に素材特性上の臭いのすることがありますが、使用している間に自然に消えます。気になる場合は、日陰で風に十分にさらしてから使用してください。
- ・中材は風通しのよい場所で陰干してください。天日干しをすると商品が劣化する恐れがあります。
- ・ご使用により本体が変色することがありますが、品質特性には影響がありませんので、そのまま使用してください。
- ・圧迫した状態での保管は避けてください。
- ・製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- ・高温・多湿(50℃以上、80%以上)、及び雨は絶対に避けて保管してください。
- ・製品を持ち運ぶ時は、カバーだけでなくウレタン部ごと持ってください。カバーで製品を持ち上げると、カバーが破損することがあります。
- ・中材が汚れてしまった場合は、固く絞った布でたたくように拭き取ってください。

⚠ 注意

- ・使用される方によってはお使いはじめには、身体に違和感が残る場合があります。しばらくご使用いただき、痛みなどを感じた時は、すぐに使用を中止してください。
- ・ウレタンフォーム劣化防止の為、直射日光にさらさないで下さい。
- ・ウレタンフォームを長時間折り畳んだりねじったりしないで下さい。裂けの原因となります。
- ・カバーは素材の特性上、毛羽立ちや毛玉が発生します。その際は、お早めに毛玉取り機等でお手入れしてください。

⚠ 警告

- ・火気を近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- ・包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。製品を取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。